


## SEROLOGICAL PIPETTE

### 血清移液吸管

### 100%台灣製造 品質保證



4 CAPACITY

#### FEATURE



- 100%台灣製造
- 四種容積選擇
- Polystyrene(PS)材質
- 單管獨立包裝
- Gamma Radiation滅菌
- 1ml, 5ml, 10ml 一體成形, 液體不殘留
- Non-Pyrogenic, DNase and RNase FREE

#### INDIVIDUALLY PACKED



Biomate

#### 訂購資訊

專線 0800-086-555  
台北 02-28118200  
新竹 03-6660116  
台中 04-23152922  
台南 06-3020906  
高雄 07-2221776



瑞柏生物科技

產品名稱

產品貨號

取液容積

吸管刻度

額外容積

產品包裝

	1mL	5mL	10mL	25mL
產品名稱	Serological Pipette	Serological Pipette	Serological Pipette	Serological Pipette
產品貨號	BSP10-01	BSP10-05	BSP10-10	BSP10-25
取液容積	1.0 mL	5.0 mL	10.0 mL	25.0 mL
吸管刻度	1/100 mL	1/10 mL	1/10 mL	1/5 mL
額外容積	0.3 mL	3 mL	3 mL	8 mL
產品包裝	500/box, 3 boxes/cs	200/box, 4 boxes/cs	200/box, 4 boxes/cs	150/box, 3 boxes/cs